

APPAREIL transitoire

Optimiser le plan de traitement avec l'appareil transitoire pour la pose d'un premier appareil dentaire ou son renouvellement !



Pour un **renouvellement**, la prothèse transitoire va vous permettre d'évaluer les progrès de **confort**, de **stabilité** et **d'occlusion**, de prévoir les résultats puis de corriger le traitement.

Pour un **premier appareil avec extraction de dents**, il donne également le temps suffisant pour **cicatriser** et permet de mettre en condition les crêtes et tissus avant de poser l'appareil définitif.



ERGONOMIE

Mise en condition tissulaire et neuro-musculaire.



BIOCOMPATIBILITÉ

Aucune allergie, bonne tolérance.



ESTHÉTISME

Equilibre et solidité de la teinte liées au matériau polymère DLC hautement réticulé.

INDICATIONS	Edentement partiel ou total. Teinte : Ivoclar Vivadent SPE 20 teintes	
TYPE D'EMPREINTE	Empreintes numériques Empreintes physico-chimiques	
MÉTHODE	Étape préliminaire optionnelle par cire d'occlusion. Possibilité de simulation d'extraction de dents. Essayage et finition ou finition directe.	
MATÉRIAUX	Perform system résine veinée	SR SPE vivodent - SR SPE orthotyp (dents résines)
FOURNISSEUR	Hedent (Allemagne)	Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)
NORMES	CE 0298/NF EN ISO 1568	CE 0123/NF EN ISO 22112
DÉLAIS DE LIVRAISON	2/3 jours laboratoire	