

INLAY / ONLAY

Bénéficiez de **reconstitutions indirectes précises et pérennes !**

Particulièrement indiqués pour les restaurations de dents postérieures, ils apportent une réponse fonctionnelle, durable et esthétique en conservant un maximum de tissu dentaire. Selon le cas, nous les fabriquons en **composite**. D'autres matériaux comme le **disilicate de lithium** ou le **zircone** sont de plus en plus utilisés pour leur fabrication.



FONCTION

Compensation des pertes partielles de substances dentaires



ESTHÉTIQUE

Prothèse sans métal



RÉSISTANCE

Réduction du risque de fracture.

INDICATIONS	Inlay Onlay Teinte : Vita Classical 16 teintes A-D		
TYPE D'EMPREINTE	Empreintes numériques Empreintes physico-chimiques		
PRÉPARATION	Congé Angles internes arrondis En occlusal 1,5 mm		
ASSEMBLAGE	Scellement adhésif Collage		
MATÉRIAUX	Nexco Disc	Disque Katana zirconia UTML et STML	Emax Press LT
FOURNISSEUR	Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)	Kuraray Noritake (Allemagne)	Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)
NORMES	CE 0123/NF EN ISO 10477	CE 120/NF EN ISO 6872	CE 0120/NF EN ISO 6872- 9693
DÉLAIS DE LIVRAISON	3 jours laboratoire		