

# PROTHÈSE

## complète stabilisée

Une **solution accessible** pour une prothèse stable dès 2 implants !



La prothèse complète sur implants va permettre aux patients de retrouver un **rapport occlusal stable** et de **répondre à la perte de masse musculaire** handicapante et non esthétique.

La prothèse complète est stabilisée sur locator(s), sur barres de conjonction profilées de type Hader ou Dolder avec cavaliers, sur attachements type OT Equator, Oring ou boule.



### ESTHÉTIQUE

Grand choix et/ou personnalisation de la teinte des dents.



### CONFORT

Amélioration de l'efficacité masticatoire.



### PRÉCISION

Excellente stabilisation.

INDICATIONS	Endentement total Stabilisation par attachements ou barres implantaire <b>Teintes :</b> Ivoclar Vivadent SPE (20 teintes)		
TYPE D'EMPREINTE	Empreintes numériques (avec scanbody) Empreintes physico-chimiques (avec transfert)		
MATÉRIAUX	Perform system résine veinée	Nobilium ultimate	SR SPE vivodent - SR SPE orthotyp (dents résines)
FOURNISSEUR	Hedent (Allemagne)	Cmp industrie llc (Etats-Unis)	Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)
NORMES	CE 0298/NF EN ISO 1568	CE 0086/NF EN ISO 22674	CE 0123/NF EN ISO 22112
DÉLAIS DE LIVRAISON	6 jours laboratoire		