

APPAREIL complet résine

Indiqué dans les cas d'**édentement total**, l'appareil complet résine est une **solution prothétique fiable et économique**.



La qualité de résine utilisée pour sa confection, après polymérisation sous pression/ dépression, nous permet d'obtenir sur la durée **une prothèse confortable, solide et stable en bouche**.

Pour **l'élégance** et la **brillance** de l'appareil, faites confiance à l'expertise esthétique de nos prothésistes dentaires !



CONFORT

Adaptation parfaite, grande stabilité en bouche et précision de la relation entrée.



BIOCOMPATIBILITÉ

Aucune allergie, bonne tolérance.



ESTHÉTISME

Equilibre et solidité de la teinte.

INDICATIONS	Edentement total Teinte : Ivoclar Vivadent SPE 20 teintes		
TYPE D'EMPREINTE	Empreintes physico-chimiques		
MÉTHODE	Etapas préliminaires de porte empreinte individuel et de cire d'occlusion. Large gamme de forme de dents pour un sourire harmonieux et personnalisé. Essayages et finitions ou finitions directes		
MATÉRIAUX	Perform system résine veinée	Ivobase	SR SPE vivodent - SR SPE orthotyp (dents résines)
FOURNISSEUR	Hedent (Allemagne)	Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)	Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)
NORMES	CE 0298/NF EN ISO 1568	CE 0123/NF EN ISO 20795-1	CE 0123/NF EN ISO 22112
DÉLAIS DE LIVRAISON	4 jours laboratoire		