

PROTHÈSE hybride

La prothèse hybride est une **reconstitution de type All on 4, All on 6** favorable lors d'une perte osseuse pour une réhabilitation complète ou partielle. Une prothèse offrant plus de résilience dans des cas de proprioception limitée ou absente !



Au regard du nombre d'implants (de 4 à 6 implants), elle constitue une **alternative économique** aux restaurations traditionnelles.

Sur une barre implantaire en titane, la **gencive est reconstruite en résine** avec des dents du commerce en résine ou en composite !



ESTHÉTIQUE

Grand choix et/ou personnalisation de la teinte des dents.



RÉSISTANCE

Solution alternative supérieure au bridge classique apportant plus de résilience.

INDICATIONS	Bridges complet type All on 4-6. Personnalisation selon schéma de teinte et/ou photos. Teinte : disponible en Vita Classical, Vita 3D Master, Ivoclar Chromascop		
TYPE D'EMPREINTE	Empreintes numériques (avec scanbody) Empreintes physico-chimiques (avec transfert)		
MÉTHODE	L'empreinte est réalisée en direct implant ou sur piliers coniques. Si le choix est porté sur le direct implant, vous disposez d'un choix de piliers coniques directement au laboratoire selon la situation clinique (angulation, orientation, hauteur gingivale, etc.).		
MATÉRIAUX	Starbond Ti5	Ivobase	SR Phonares II
FOURNISSEUR	Scheftner (Allemagne)	Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)	Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)
NORMES	CE 0482/NF EN ISO 22674	CE 0123/NF EN ISO 20795-1	CE 0123/NF EN ISO 22112
DÉLAIS DE LIVRAISON	6 jours laboratoire		